

KTU 530

Pièce d'adaptation

pour la prise en charge des paniers de dimensions 53 x 53 cm.



- Composé de 2 supports en inox
- Pour adapter le support de panier standard dans le PG 8172

Numéro EAN: 4002516854883 / Numéro de matériel: 12663420 /

Ancien Numéro de matériel: 67853005D

#### Famille produit

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot

•

#### Composants

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

#### Catégorie de produit

Panier ouvert en façade/support de panier

•

Jeu d'adaptation

•

#### Caractéristiques du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

100

Dimension extérieure, largeur brute en mm

150

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

750

Poids net en kg

0,86

Poids brut en kg

1,10