


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement : 95 mm, – largeur 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Utilisable avec le chariot de chargement A 202
- Avec bras de lavage intégré

Numéro EAN: 4002516855040 / Numéro de matériel: 12664750 /  
Ancien Numéro de matériel: 69610302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	95
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	2
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	133
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	528
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	4,18
Poids brut en kg	4,64