

A 846

Gicleur à injection

avec support, pour le nettoyage de ballons gradués et flacons de laboratoire.



- Pour les flacons de laboratoire jusqu'à 10 L et ballons gradués jusqu'à 6 L
- Longueur de la buse : 127 mm, longueur de la buse avec support : 158 mm
- Ø buse : 10 mm
- Pour modules A 313 et A 612

Numéro EAN: 4002516855088 / Numéro de matériel: 12665100 /

Ancien Numéro de matériel: 69684601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Caoutchouc, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	158
Dimension extérieure, largeur nette en mm	110
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	145
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,38