

A 847

Gicleur à injection

avec support, pour le nettoyage d'erlenmeyers.



- Pour les erlenmeyers jusqu'à 5 L
- Longueur de buse : 127 mm
- Ø buse : 10 mm, Ø support : 142 mm
- Pour modules A 313 et A 612

Numéro EAN: 4002516855101 / Numéro de matériel: 12665110 /

Ancien Numéro de matériel: 69684701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	170
Dimension extérieure, largeur nette en mm	249
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	35
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net en kg	0,13
Poids brut en kg	0,22