


A 862

Cadre de maintien

pour modules à injection A 302/2 et A 302/3.



- Répartition : 4 x 8 champs
- Utilisable sur le module à injection A 302/2 et A 302/3
- pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Rilsanisé

Numéro EAN: 4002516854203 / Numéro de matériel: 12665480 /

Ancien Numéro de matériel: 69686201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	32
Largeur de compartiment en mm	56
Longueur de compartiment en mm	52
Composant du système EasyLoad	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	250
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	255
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,80