

A 151

Panier inférieur

pour la prise en charge de compléments à mailles DIN et divers compléments.



- Hauteur de chargement dépendante du panier supérieur sélectionné
- Largeur de chargement : 490 mm,
- profondeur de chargement 498 mm

Numéro EAN: 4002516853992 / Numéro de matériel: 12666340 /
Ancien Numéro de matériel: 69615101D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Traitement des appareils respiratoires	•

A 151

Panier inférieur

pour la prise en charge de compléments à mailles DIN et divers compléments.



Numéro EAN: 4002516853992 / Numéro de matériel: 12666340 /

Ancien Numéro de matériel: 69615101D

Traitement de masques respiratoires

•

Traitement des supports de respirateur à air comprimé

•

Capacité

Compléments à mailles DIN [nombre]

2

Compléments à mailles SPRI [nombre]

1

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

120

Dimension extérieure, largeur brute en mm

545

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

535

Poids net en kg

1,84

Poids brut en kg

2,40