


A 200  
Chariot  
pour la prise en charge optimale de (Wert)38 pipettes.



- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, écartement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la 2. rangée, écartement 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans 3. rangée, écartement 26 mm

Numéro EAN: 4002516854012 / Numéro de matériel: 12667060 /  
Ancien Numéro de matériel: 69620001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour pipettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	397
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	520
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	4,95
Poids brut en kg	6,38