

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de (Wert)4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour (Wert)4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock
- Avec bras de lavage intégré
- Les dimensions de chargement des niveaux sont différentes

Numéro EAN: 4002516854043 / Numéro de matériel: 12667130 /

Ancien Numéro de matériel: 69620201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	223
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	6,04
Poids brut en kg	6,76