


E 103/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



- convient pour env. (Wert)200 tubes à essai (jusqu'à 12 x 75 mm)
- Réparti dans 6 compartiments
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm
- Comportant le couvercle A 13

Numéro EAN: 4002516854104 / Numéro de matériel: 12667340 /

Ancien Numéro de matériel: 69510303D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	200
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	220
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,56
Poids brut en kg	0,73
<b>Accessoires</b>	
A 13 Couvercle [nombre]	1