


E 139/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.



- Convient pour les tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm
- Réparti dans 6 compartiments
- Largeur de mailles de 9 x 9 mm
- Utilisable dans le panier inférieur
- Comportant le couvercle A 13

Numéro EAN: 4002516854036 / Numéro de matériel: 12667390 /

Ancien Numéro de matériel: 69513903D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	243
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	1,00

E 139/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.



Numéro EAN: 4002516854036 / Numéro de matériel: 12667390 /

Ancien Numéro de matériel: 69513903D

Poids brut en kg 1,21

#### Accessoires

A 13 Couverture [nombre] 1