

E 374

Utilisation

pour prise en charge optimale d'instruments ORL, comme raccords d'inhalateur.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002516854050 / Numéro de matériel: 12667400 /

Ancien Numéro de matériel: 69537402D

| Famille produit | |
|--|------|
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Composants | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément/module pour les instruments ORL | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Nombre de compléments | 51 |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 63 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 173 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 445 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 88 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 225 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 468 |
| Poids net en kg | 1,14 |
| Poids brut en kg | 1,34 |