

## A 203 Chariot pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



- Convient prise en charge avec E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Chargement sur deux niveaux

Numéro EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69620301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariots pour instruments de CMI	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	520
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	540
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	9,15
Poids brut en kg	11,00
Accessoires	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec embout Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec embout Ø 10 mm [nombre]	5
E 445 – 12 capuchons pour douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons pour douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 Complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec patte de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10–15 mm [nombre]	6
E 456 Écarteurs pour instruments chirurgicaux faiblement invasifs [nombre]	4

A 203  
Chariot  
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.

Numéro EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /

Ancien Numéro de matériel: 69620301D

E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre] 3

