

A 207

Chariot

pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux pr prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux horiz. pour instruments ophta. suppl.

Numéro EAN: 4002516854210 / Numéro de matériel: 12667800 /

Ancien Numéro de matériel: 69620702D

| Famille produit | |
|---|-------|
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Composants | |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariots pour instruments d'ophtalmologie | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Possibilité d'ajouter un filtre central | • |
| Capacité | |
| Plateaux/tablettes [nombre] | 16 |
| Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre] | 8 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 438 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 530 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 542 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 692 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 685 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 685 |
| Poids net en kg | 9,58 |
| Poids brut en kg | 13,32 |
| Accessoires | |
| A 311 Support pour plateaux [nombre] | 2 |
| A 800, tuyau de filtration [nombre] | 1 |
| A 804, brosse de nettoyage [nombre] | 1 |