

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Gde capacité : traitement simult. de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement
- Informations sur dimensions de chargement sur Internet : Niveau 1 (bas) à 4

Numéro EAN: 4002516854494 / Numéro de matériel: 12668770 /

Ancien Numéro de matériel: 69620801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des compléments à mailles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	8
Instruments avec lumen [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	397
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	570
Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	9,83
Poids brut en kg	11,02