


A 302/2

Module à injection

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire – 32 buses possibles.



- Pour verrerie div. comme erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans buses d'injection – Équipement selon besoin
- Pour 32 buses d'injection maximum
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre les buses 60 mm de largeur, 57 mm de profondeur
- Convient particulièrement aux A 844 et A 845 (buses de 2,5 mm de diamètre)

Numéro EAN: 4002516854098 / Numéro de matériel: 12669210 /

Ancien Numéro de matériel: 69630204D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	72
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	1,11
Poids brut en kg	1,96