


A 303  
Module  
pour la prise en charge optimale de (Wert)98 pipettes max.



- Convient par exemple pour 98 pipettes jaugées et graduées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- Une pièce utilisable dans les paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement volumineux : 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Numéro EAN: 4002516854746 / Numéro de matériel: 12669220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69630301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	98
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	260
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,08