

A 304

Module

pour la prise en charge optimale de (Wert)98 petits tubes max.



- Convient p. ex. pour 98 tubes à centrif., flacons, tubes à essai
- Hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- Une pièce utilisable dans les paniers A 100, A 150 et APLW 106

Numéro EAN: 4002516854982 / Numéro de matériel: 12669230 /

Ancien Numéro de matériel: 69630401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Capacité	
Flacons [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	222
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	471
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	2,30
Poids brut en kg	3,15