

E 458

Utilisation

pour la prise en charge optimale des tétines à visser.



- Convient pour 36 tétines à visser
- 36 compartiments de ?? x ??
- Equipé d'un couvercle rabattable et refermable

Numéro EAN: 4002516854265 / Numéro de matériel: 12669800 /  
Ancien Numéro de matériel: 69545802D

| Famille produit                              |      |
|--|------|
| Laveurs-désinfecteurs, médical               | •    |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical   | •    |
| Composants                                   |      |
| G 7823                                       | •    |
| G 7824                                       | •    |
| G 7826                                       | •    |
| PG 8528                                      | •    |
| PG 8535                                      | •    |
| PG 8536                                      | •    |
| PG 8562                                      | •    |
| PG 8582                                      | •    |
| PG 8582 CD                                   | •    |
| PG 8592                                      | •    |
| PWD 8682                                     | •    |
| PWD 8682 CD                                  | •    |
| PWD 8692                                     | •    |
| Catégorie de produit                         |      |
| Autre complément                             | •    |
| Domaine d'application                        |      |
| Traitement des biberons                      | •    |
| Caractéristiques du produit                  |      |
| Matériau                                     | Inox |
| Couleur                                      | Inox |
| Nombre de compléments                        | 36   |
| Dimensions et poids                          |      |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 63   |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 215  |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 445  |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 90   |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 230  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 465  |
| Poids net en kg                              | 1,50 |
| Poids brut en kg                             | 1,77 |