


A 601

Utilisation

pour ajouter un niveau supplémentaire dans le chariot A 501.



- Sans bras de lavage

Numéro EAN: 4002516854081 / Numéro de matériel: 12669810 /
Ancien Numéro de matériel: 69660102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	33
Dimension extérieure, largeur nette en mm	590
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	775
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	615
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	2,12
Poids brut en kg	2,90