

A 603
Embout
pour étendre le chariot A 500 à 2 niveaux.



- Avec bras de lavage

Numéro EAN: 4002516854432 / Numéro de matériel: 12669820 /
Ancien Numéro de matériel: 69660302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	565
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	560
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	6,93
Poids brut en kg	17,13