


A 605

Module

pour le traitement optimal de tubes, fioles, éprouvettes, etc.



- Équipé de 98 buses d'injection
- H. max. 160 mm, Ø max. 20 mm
- Utilisable dans chariot A 503

Numéro EAN: 4002516854074 / Numéro de matériel: 12669870 /

Ancien Numéro de matériel: 69660501D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Composants

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Complément/module pour les tubes à essai

•

Domaine d'application

Traitement des pipettes/flacons

•

Traitement des tubes à essai

•

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Caractéristiques du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Capacité

Tubes à essai [nombre]

98

Flacons [nombre]

98

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

158

Dimension extérieure, largeur nette en mm

254

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

604

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

190

Dimension extérieure, largeur brute en mm

288

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

620

Poids net en kg

2,84

Poids brut en kg

3,31