

E 466

Gicleur à injection

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Numéro EAN: 4002516854920 / Numéro de matériel: 12669890 /

Ancien Numéro de matériel: 69746602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	333
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00