

E 479

Logement

pour les micro-instruments jusqu'à 4 mm de Ø.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Numéro EAN: 4002516854067 / Numéro de matériel: 12669910 /

Ancien Numéro de matériel: 69747902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	5
Dimension extérieure, largeur nette en mm	21
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	21
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,08