

E 494

Utilisation

pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Numéro EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /

Ancien Numéro de matériel: 69549402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Plaques microtitres [nombre]	5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	35
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	440
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	0,48
Poids brut en kg	0,72