

A 606
Module
pour inserts de verrerie de laboratoire au niveau supérieur du chariot A 503



- Avec bras de lavage

Numéro EAN: 4002516853961 / Numéro de matériel: 12669930 /
Ancien Numéro de matériel: 69660602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	97
Dimension extérieure, largeur nette en mm	505
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	606
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,05