

E 496

Gicleur à injection

avec blocage à ressort pour le matériel d'intubation.



Numéro EAN: 4002516854579 / Numéro de matériel: 12670260 /

Ancien Numéro de matériel: 69749602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01