

E 792

Flexible en silicone avec raccordement pour une connexion aux raccords Luer-Lock, femelles.



- Avec raccordement Luer-Lock mâle
- Longueur 160 mm
- 4 tuyaux en silicone par unité d'emballage

Numéro EAN: 4002516854760 / Numéro de matériel: 12670280 /  
Ancien Numéro de matériel: 69779202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	160
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,09