


E 803

Utilisation

pour la prise en charge optimale des spéculums auriculaires et nasaux.



- (Wert)160 compartiments d'env. 13 x 13 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002516854715 / Numéro de matériel: 12670290 /

Ancien Numéro de matériel: 69580302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	160
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	63
Dimension extérieure, largeur nette en mm	165
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	317
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	132
Dimension extérieure, largeur brute en mm	233
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	484
Poids net en kg	0,80
Poids brut en kg	1,07