

A 620

Module à injection

pour le traitement de verrerie de laboratoire, avec 10 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 10 buses max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516853909 / Numéro de matériel: 12678100 /

Ancien Numéro de matériel: 69662001D

## Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•

## Composants

PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•

## Catégorie de produit

Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•

## Caractéristiques du produit

Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•

## Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire	•
--	---

## Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	113
Dimension extérieure, largeur nette en mm	133
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	1,59
Poids brut en kg	1,82