

A 621

Module à injection

pour le traitement de verrerie de laboratoire, avec 20 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 20 buses max.
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516855125 / Numéro de matériel: 12678110 /

Ancien Numéro de matériel: 69662101D

| Famille produit | |
|--|------|
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel | • |
| Composants | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément/module pour la verrerie à col étroit | • |
| Complément pour diverses bouteilles | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Composant du système EasyLoad | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 20 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 113 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 173 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 608 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 170 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 208 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 645 |
| Poids net en kg | 1,93 |
| Poids brut en kg | 2,27 |