

E 907/1

Complément à mailles

pour la prise en charge optimale de divers instruments à petites pièces.



- Avec couvercle pour les petites pièces
- Largeur de mailles de 3 x 1 mm
- Crochet pour suspension avec E 905/1 et E 903/1

Numéro EAN: 4002516854258 / Numéro de matériel: 12678170 /
Ancien Numéro de matériel: 69590703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Panier à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	160
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	243
Poids net en kg	0,26
Poids brut en kg	0,37