

E 936

Utilisation

pour charger parfaitement jusqu'à 15 supports d'ampoule.



Numéro EAN: 4002516854326 / Numéro de matériel: 12678190 /

Ancien Numéro de matériel: 69593602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Poignées d'éclairage [nombre]	15
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	245
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	277
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	529
Poids net en kg	0,64
Poids brut en kg	1,05