

E 975/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 2 niveaux.



- Equipé d'un bras de lavage intégré
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Les dimensions de chargement des deux niveaux sont différentes

Numéro EAN: 4002516853916 / Numéro de matériel: 12678470 /
Ancien Numéro de matériel: 69597504D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs à grande cuve, pompiers et services de secours	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour complément à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	426
Dimension extérieure, largeur nette en mm	636
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	11,40
Poids brut en kg	28,60
Accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (avec aimants) [nombre]	1