

E 980

Adaptateur

pour la prise en charge optimale d'instruments longs à cavité.



- Permet la prise en charge d'instruments à cavité longs
- Vissage possible de diverses buses ou adaptateurs Luer-Lock

Numéro EAN: 4002516853879 / Numéro de matériel: 12678480 /

Ancien Numéro de matériel: 69598002D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Composants | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres accessoires | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 80 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 120 |
| Poids net en kg | 0,04 |
| Poids brut en kg | 0,05 |