

A 622

Module à injection

pour le traitement de verrerie de laboratoire, avec 36 points d'injection.



- Équipement individuel possible avec 36 buses maximum
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516854531 / Numéro de matériel: 12678490 /

Ancien Numéro de matériel: 69662201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Bouteilles [nombre]	36
Ballons gradués [nombre]	36
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	113
Dimension extérieure, largeur nette en mm	204
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	145
Dimension extérieure, largeur brute en mm	222
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	629
Poids net en kg	2,22
Poids brut en kg	2,60