

A 623

Module

pour le traitement optimal de cylindres gradués.



- Équipé de 4 buses
- Pour cylindres gradués d'une capacité de 1 à 2 l
- Supports pivotants pour une manipulation aisée

Numéro EAN: 4002516853893 / Numéro de matériel: 12678510 /

Ancien Numéro de matériel: 69662301D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

Composants

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Catégorie de produit

Complément/module pour cylindres gradués

•

Caractéristiques du produit

Matériau

Inox, Plastique

Couleur

Inox, Noir

Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

Traitement des éprouvettes graduées

•

Capacité

Éprouvette graduée [nombre]

4

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

437

Dimension extérieure, largeur nette en mm

255

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

608

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

269

Dimension extérieure, largeur brute en mm

400

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

615

Poids net en kg

2,42

Poids brut en kg

3,42