

A 602

Module

pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 8 instruments, nouvelle génération (Xi)

Numéro EAN: 4002516843108 / Numéro de matériel: 12678550 /

Ancien Numéro de matériel: 69660202D

| Famille produit | |
|---|------|
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Composants | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Catégorie de produit | |
| Module/logement pour les instruments de robotique | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments de robotique | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Capacité | |
| Instruments de robotique [nombre] | 8 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 303 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 555 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 318 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 353 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 354 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 590 |
| Poids net en kg | 5,15 |
| Poids brut en kg | 6,39 |