

A 806

Logement

pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour les instruments spéciaux avec connexion latérale de rinçage

Numéro EAN: 4002516854289 / Numéro de matériel: 12680100 /

Ancien Numéro de matériel: 69680602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	77
Dimension extérieure, largeur nette en mm	41
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	165
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	160
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,16
Poids brut en kg	0,27