

A 808

Logement

pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour les instruments spéciaux, pincés chirurgicales (Xi)

Numéro EAN: 4002516853886 / Numéro de matériel: 12680130 /

Ancien Numéro de matériel: 69680802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	50
Dimension extérieure, largeur nette en mm	145
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	159
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	76
Dimension extérieure, largeur brute en mm	164
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	244
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,31