

MF 27/28-1

Chariots de transfert

pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 fixes
- Manipulation simple et agréable grâce aux poignées arrondies
- 2 côtés possibilités amarrage ou fixation app., convoyeur, etc.
- Hauteur de chargement 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Avec bac collecteur démontable H 70, l 603, P 866 mm

Numéro EAN: 4002516853923 / Numéro de matériel: 12680160 /

Ancien Numéro de matériel: 69200112D

| Famille produit                                |       |
|--|-------|
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •     |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical     | •     |
| Composants                                     |       |
| PG 8527  | •     |
| PG 8528  | •     |
| Catégorie de produit                           |       |
| Système de rangement/transport                 | •     |
| Caractéristiques du produit                    |       |
| Matériau                                       | Inox  |
| Couleur  | Inox  |
| Dimensions et poids                            |       |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 1050  |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 740   |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 930   |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 1155  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 800   |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 1200  |
| Poids net en kg                                | 28,00 |
| Poids brut en kg                               | 47,60 |