

MF/3

Chariot

pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Pour une manipulation simple des chariots à instruments
- Mécanisme de relevage actionné par pression du pied
- Equipé de 2 roulettes verrouillables
- Hauteur de chargement de 751 mm, +/- 100 mm

Numéro EAN: 4002516853817 / Numéro de matériel: 12680170 /

Ancien Numéro de matériel: 69200119D

#### Famille produit

Laveurs-désinfecteurs, laboratoire

•

Laveurs-désinfecteurs, médical

•

#### Composants

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

#### Catégorie de produit

Système de rangement/transport

•

#### Caractéristiques du produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1182

Dimension extérieure, largeur nette en mm

660

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

807

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

770

Dimension extérieure, largeur brute en mm

800

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

34,20

Poids brut en kg

55,80