

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Détergent liquide, faiblement alcalin, 5 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Protection élevée du matériel
- Contient des enzymes
- Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé

Numéro EAN: 4029577158101 / Numéro de matériel: 12680640 /
Ancien Numéro de matériel: 66913204V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,1
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Degré de salissure	Facile à moyen
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzymes, Tensioactifs
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzymes, Tensioactifs
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour les instruments standard et les instruments de transfert	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Haut degré de préservation des matériaux	•
Convient pour les des matériaux sensibles	•
Ne convient pas aux instruments de transfert	Convient pour instrument standard/transfert, Pour traitement instruments en machine, Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé
Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	175
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids brut en kg	6

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Détergent liquide, faiblement alcalin, 5 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



Numéro EAN: 4029577158101 / Numéro de matériel: 12680640 /

Ancien Numéro de matériel: 66913204V1

Capacité en ml 5000

Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•