

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour chargement et déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Equipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Numéro EAN: 4002516853855 / Numéro de matériel: 12680970 /
Ancien Numéro de matériel: 69200113D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1003
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	805
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	18,00
Poids brut en kg	47,80