

A 307

Utilisation

pour prise en charge de (Wert)20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la pointure 48.



- Convient à (Wert)20 sabots de bloc opératoire
- Avec supports correspondants de 265 mm de long
- Pour une utilisation dans le bâti de panier inférieur A 151
- Traitement sabots de bloc opératoire jusqu'à pointure 48 possible

Numéro EAN: 4002516854975 / Numéro de matériel: 12683150 /

Ancien Numéro de matériel: 69630701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	279
Dimension extérieure, largeur nette en mm	390
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	360
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	396
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,52
Poids brut en kg	2,01