


A 308

Utilisation

pour prise en charge de 34 semelles intérieures pour sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 34 semelles max.
- Pour utilisation dans bâtis de panier supérieur et inférieur

Numéro EAN: 4002516855415 / Numéro de matériel: 12683170 /
Ancien Numéro de matériel: 69630801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	71
Dimension extérieure, largeur nette en mm	475
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,14
Poids brut en kg	2,00