

A 501

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le traitement de compléments et de paniers à mailles
- Avec inserts A 601 extension possible à 5 ou 6 niveaux

Numéro EAN: 4002516855361 / Numéro de matériel: 12684440 /

Ancien Numéro de matériel: 69650102D

## Famille produit

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire

•

## Composants

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

## Catégorie de produit

Chariot de chargement pour compléments

•

## Caractéristiques du produit

Matériau

Inox, Plastique

Couleur

Inox, Noir

## Domaine d'application

Traitement de la verrerie de laboratoire

•

## Capacité

Compléments à mailles DIN [nombre]

18

Compléments à mailles SPRI [nombre]

12

## Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

659

Dimension extérieure, largeur nette en mm

650

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

710

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

710

Dimension extérieure, largeur brute en mm

800

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

860

Poids net en kg

21,00

Poids brut en kg

32,80