

## A 503 Chariot

sans niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le support des modules et compléments
- Selon la hauteur, jusqu'à 6 modules peuvent être utilisés
- Bandeau et montants supérieurs amovibles

Numéro EAN: 4002516854784 / Numéro de matériel: 12685380 /  
Ancien Numéro de matériel: 69650302D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot avec modules complémentaires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	11,40
Poids brut en kg	22,20