

A 506

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le traitement de compléments et de paniers à mailles

Numéro EAN: 4002516855200 / Numéro de matériel: 12686270 /

Ancien Numéro de matériel: 69650601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	555
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	715
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	19,16
Poids brut en kg	29,96