


A 600

Module

pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 6 instruments, ancienne génération (S / Si)

Numéro EAN: 4002516854562 / Numéro de matériel: 12686280 /

Ancien Numéro de matériel: 69660002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	265
Dimension extérieure, largeur nette en mm	573
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	318
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	360
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	600
Poids net en kg	5,07
Poids brut en kg	5,63