

SC

Condenseur de vapeur

Pour une déshumidification et un refroidissement optimal de l'air vicié.



- Utilisable uniquement en comb. avec le dispositif de séchage
- Connexion possible sur circuit de refroid. côté installation

Numéro EAN: 4002516855378 / Numéro de matériel: 12687850 /
Ancien Numéro de matériel: 69251301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	620
Dimension extérieure, largeur brute en mm	385
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	770
Poids net en kg	33,40
Poids brut en kg	37,00